


## Ovimars Visuel



### Description du produit

Cette boucle visuelle constitue une solution idéale pour l'identification des ovins et caprins, dans le cadre de programmes officiels, ou pour la gestion du troupeau.

La partie femelle a un mécanisme de fermeture inviolable couplé avec un capuchon en plastique dur. Chaque tentative de séparer le mâle de la femelle rendra impossible la réutilisation du produit.

Les numéros sont marqués au laser selon les indications du client conformément à la réglementation en vigueur. Le contraste noir foncé dure dans le temps.

### Spécifications Techniques

Nom	Ovimars Visuel
Taille et Poids	Femelle: L 37 x l 41 mm, 3.1 g Mâle : L 37 x l 40 mm, 4.3 g
Matériel	Polyuréthane
Certifications	ICAR : A016 En France: KZC006